

ReNew


KOAGULATIONS- UND DISSEKTIONSELEKTRODE MIT EINWEG-ELEKTRODENS PITZEN



Ausgezeichnete Isolation
für unübertroffene Präzision
und Sicherheit.

MICROLINETM
SURGICAL

Die ReNew Koagulations- und Dissektionselektrode ist ein wiederverwendbares, monopolarer Instrument mit hochwertigen Einweg-Elektrodenspitzen, das für größtmögliche Kontrolle in der Hand des Operators sorgt. Die vier unterschiedlichen ReNew Elektroden spitzen lassen sich dank ihres isolierten Gewindes einfach am isolierten Schaft anbringen und gewährleisten Sicherheit bei der Anwendung. Damit erhält der Operator stets ein Höchstmaß an Kontrolle, weil der elektrochirurgische Effekt nur dort auftritt, wo Metall freiliegt.



- Repposable-System (Kombination aus wiederverwendbaren und Einmal-Komponenten) bietet wiederverwendbare Handstücke in zwei Längen sowie vier verschiedene Einweg-Elektroden spitzen
- Überragende Elektroden-Isolation für höchste Sicherheit auch bei höheren Spannungen
- Elektroden spitzen können ohne Beeinträchtigung der Spannungsversorgung intraoperativ gewechselt werden
- Ergonomisch geformtes Handstück bietet ausgewogenen Haltekomfort

PRODUKTBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Koagulations- und Dissektionselektroden-Handstück, 34 cm, 5 mm \varnothing	6924
Koagulations- und Dissektionselektroden-Handstück, 42 cm, 5 mm \varnothing	6925
Gerade Elektroden spitze, 10/Box	6152
J-Haken-Elektroden spitze, 10/Box	6162
L-Haken-Elektroden spitze, 10/Box	6172
Spatel-Elektroden spitze, 10/Box	6182
Anschlusskappe	6902